



SOBRE CAZATEST.COM

Somos Jessica y Adán, una pareja a la que le apasiona todo lo relacionado con el embarazo y la "mapaternidad". ¡Los Test de Embarazo no pueden ser menos! Decidimos abrir Cazatest como forma de complementar el trabajo y la pasión.

En Cazatest siempre podrás encontrar Test de Embarazo y Ovulación a precios más que competitivos. Nos esforzaremos en que todas aquellas personas que confían en nosotros estén siempre contentas con nuestro trabajo.

Gracias por ayudarnos a crecer.

INSTRUCCIONES:

USO:

- Sacar la Tira de Prueba del envase sellado.
- Introducir la Tira en el recipiente de orina, con la flecha apuntando hacia la orina.
- Retirar la Tira después de 15 - 20 segundos y colocar en una superficie plana, limpia, seca y no absorbente.



RESULTADO:

- Un Resultado Positivo podrá leerse transcurridos 60 segundos.
- Esperar al menos 3 minutos para obtener un Resultado Definitivo.
- La línea de Control siempre deberá colorearse, en caso de no ser así, el Test no será válido.
- Para que el Resultado sea considerado Positivo deberá colorearse la línea de Resultado con la **misma intensidad** que la línea de Control.

PRECAUCIONES:

- En caso de marcarse las dos líneas, lo que diferencia un positivo de un negativo es la intensidad de la línea de Resultado.
- No introducir la Tira en la orina por encima de la línea de flechas de seguridad.
- Guarda tus Test en un lugar seco entre 4°C y 30°C.

TABLA GUÍA INICIO REALIZACIÓN TEST DE OVULACIÓN

21 días	Día 5
22 días	Día 6
23 días	Día 7
24 días	Día 8
25 días	Día 9
26 días	Día 10
27 días	Día 11
28 días	Día 12
29 días	Día 13
30 días	Día 14
31 días	Día 15
32 días	Día 16
33 días	Día 17
34 días	Día 18
35 días	Día 19
36 días	Día 20
38 días	Día 21
39 días	Día 22
40 días	Día 23

DURACIÓN DE TUS CICLOS

DÍA DE INICIO REALIZACIÓN TEST SEGÚN CICLO ACTUAL

